

Wb, Elisa용 항Gpr151 다클론 항체 - Q8Tdv0

품목 번호: CM0020851

소개

인간 GPR151(양자 감지 GPCR)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 신경과학 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPR151 토끼 pAb
비고/별칭	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
종	인간
유전자ID (인간)	134391
유전자ID	134391
면역원	인간 GPR151 (NP_919227.2)의 아미노산 310-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDV0
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩