

Wb, Elisa용 Anti-Gpr153 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Nv75

품목 번호: CM0024420

소개

고아 G 단백질 결합 수용체인 GPR153(PGR1)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GPR153 Rabbit pAb
비고/별칭	PGR1; GPR153
종	인간
GeneID (인간)	387509
GeneID	387509
면역원	합성 펩타이드 인간 GPR153 (NP_997253.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6NV75
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백