

Wb, Elisa용 Anti-Gpr155 폴리클로날 항체 - Q7Z3F1

품목 번호: CM0024507



소개

인간 GPR155를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, mTORC1 신호전달을 위한 리소좀 콜레스테롤 센서입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 대사 신호전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR155 토끼 pAb
비고/별칭	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
종	인간
GeneID (인간)	151556
GeneID	151556
면역원	인간 GPR155 (NP_001028217.1)의 아미노산 721-870에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q7Z3F1
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백