


Wb, Elisa용 Anti-Gpr17 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13304

품목 번호: CM0030332



소개

CamelBio는 사람, 마우스, 래트에서 검증된 GPR17 rabbit polyclonal antibody (Q13304)를 제공하며, WB, ELISA에 적합합니다. 우라실 뉴클레오타이드/시스테인릴 류코트리엔 수용체 연구 및 뇌 허혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR17 Rabbit pAb
비고/별칭	GPR17
종	사람
유전자 ID	2840
면역원	사람 GPR17 (NP_005282.1)의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q13304
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백