

Wb 및 Elisa용 Anti-Gpr173 토끼 다클론 항체 - Q9Ns66

품목 번호: CM0016155

소개

인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 GPR173(SREB3) 토끼 다클론 항체입니다. GNRH 신호 전달과 과립막 세포 증식에 관여하는 포이넥신 수용체를 표적으로 하며, 신경내분비 및 생식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR173 토끼 pAb
비고/별칭	SREB3; GPR173
종	인간
GeneID(인간)	54328
GeneID	54328
면역원	인간 GPR173(NP_061842.1)의 아미노산 160-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NS66
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩