

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gpr22 토끼 다클로날 항체 - Q99680

품목 번호: CM0022147

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 GPR22 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 GPR22와 반응합니다. G(i)/G(o) 신호 전달 및 섬모 생성에 관여하는 고립 GPCR입니다. 심혈관 및 신경과학 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR22 토끼 pAb
비고/별칭	GPR22
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2845
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 GPR22 (NP_005286.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99680
단백질 분자량(Protein Weight)	49kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)