

Wb, Elisa용 Anti-Gpr32 폴리클로널 항체 - O75388

품목 번호: CM0023288

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 GPR32 (DRV1/RVDR1)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 입증되었습니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR32 Rabbit pAb
비고/별칭	DRV1; RVDR1; GPR32
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2854
GeneID	2854
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 GPR32 (NP_001497.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75388
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스팩