


Wb, Elisa용 Anti-Gpr35 토끼 다클로날 항체 - Q9Hc97

품목 번호: CM0024117



소개

면역 반응, 심장 보호 및 염증과 관련된 GPCR인 인간 GPR35를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR35 Rabbit pAb
비고/별칭	GPR35
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2859
유전자 ID	2859
면역원(Immunogen)	인간 GPR35 (NP_005292.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9HC97
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)