

Wb 및 Elisa용 Anti-Gpr37 토끼 다클로날 항체 - O15354

품목 번호: CM0022038

소개

Prosaposin 수용체 GPR37 (PAELR/EDNRBL)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 쥐 GPR37을 검출하며, 수초화, 염증 및 신경 퇴행 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	GPR37 Rabbit pAb
비고/별칭	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2861
GeneID	2861
면역원(Immunogen)	인간 GPR37 (NP_005293.1)의 아미노산 40-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O15354
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)