

Wb, Elisa용 항-Gpr4 다클론 항체 - P46093

품목 번호: CM0021041



소개

인간 GPR4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. pH 항상성과 호흡 조절에서 양성자 감지 GPCR 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPR4 토끼 pAb
비고/별칭	GPR6C.I; GPR4
종	인간
유전자ID (인간)	2828
유전자ID	2828
면역원	인간 GPR4 (NP_005273.1)의 아미노산 283-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P46093
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩