

Wb, If-P, Elisa용 항-Gpr55 다클론 항체 - Q9Y2T6

품목 번호: CM0016482



소개

인간 GPR55(LPIR1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차반응성을 가집니다. GPCR 신호전달 및 지질 대사 연구에서 연구용으로 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPR55 토끼 pAb
비고/별칭	LPIR1; GPR55
종	인간
유전자ID (인간)	9290
유전자ID	9290
면역원	인간 GPR55(NP_005674.2)의 아미노산 210-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9Y2T6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩