


Wb, Elisa용 항-Gpr6 다클론 항체 - P46095

품목 번호: CM0017378



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 GPR6 표적 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 GPR6를 검출합니다. GPCR 신호전달 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR6 토끼 pAb
비고/별칭	GPR6
종	인간
유전자 ID (인간)	2830
유전자 ID	2830
면역원	인간 GPR6의 아미노산 253~362에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_005275.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46095
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩