

Wb, Elisa용 Anti-Gpr62 토끼 다클로날 항체 - Q9Bzj7

품목 번호: CM0024513

소개

인간 GPR62 (GPCR8, KPG_005)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 합성 펩타이드를 사용하여 제작되었습니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 뇌 조직에서 고아 GPCR 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GPR62 Rabbit pAb
비고/별칭	GPCR8; KPG_005; GPR62
종(Species)	인간(Human)
GeneID	118442
면역원(Immunogen)	인간 GPR62 (NP_543141.3)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BZJ7
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)