

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Gpr82 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96P67

품목 번호: CM0019111

소개

이 토끼 폴리클론항체를 사용하여 고아 G 단백질 결합 수용체 82를 연구하세요. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 세포막 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR82 Rabbit pAb
비고/별칭	GPR82
종	인간
GeneID	27197 (인간)
면역원	인간 GPR82 (NP_543007.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96P67
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백