

Wb, Elisa용 Anti-Gprc5A 폴리클로날 항체 - Q8Nfj5

품목 번호: CM0027247

소개

GPRC5A(RAIG-1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스 레티노산 유도 단백질 3(폐 종양 억제자)을 인식합니다. 암 연구 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPRC5A Rabbit pAb
비고/별칭	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
종	인간
유전자 ID (인간)	9052
유전자 ID	9052
면역원	인간 GPRC5A (NP_003970.1)의 아미노산 268-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NFJ5
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백