

Wb, Elisa용 Anti-Gprc5B 단일클론 항체 - Q9Nzh0

품목 번호: CM0002915

소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 Anti-GPRC5B Rabbit 단일클론 항체입니다. 인간 GPRC5B를 검출하며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. GPCR 및 세포 부피 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPRC5B Rabbit mAb
비고/별칭	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
종	인간
GeneID (Human)	51704
GeneID	51704
면역원	인간 GPRC5B (NP_057319.1)의 아미노산 304-403에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9NZH0
단백질 분자량	45 kDa
배송	아이스팩