


Fc용 Anti-Gprc5D 단일클론 항체 - Q9Nzd1

품목 번호: CM0012789



소개

연구용 토끼 항-인간 GPRC5D 단일클론 항체, 접합, 유세포 분석(FC)용. 인간 샘플에서 검증 완료; 아이스백에 담아 배송됨. UniProt: Q9NZD1. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human GPRC5D mAb
비고/별칭	GPRC5D
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55507
유전자 ID	55507
면역원(Immunogen)	인간 GPRC5D (NP_061124.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NZD1
단백질 분자량	34kDa/36kDa/38kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)