

Anti-Gprc6A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5T6X5

품목 번호: CM0026463

소개

WB 및 ELISA용 인간 GPRC6A (GPCR33)를 표적하는 토끼 다클로널 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. GPRC6A 매개 신호 전달, 호르몬 조절 및 조직 발현 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPRC6A Rabbit pAb
비고/별칭	GPCR; bA86F4.3; GPRC6A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	222545
GeneID	222545
항원(Immunogen)	인간 GPRC6A (NP_683766.2)의 아미노산 300-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q5T6X5
단백질 분자량	105kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)