


Wb, Elisa용 Gpsm2 토끼 다클론 항체 - P81274

품목 번호: CM0013761



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 GPSM2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응하며, 유사분열 방추체 조직 및 비대칭 세포 분열에 관여하는 G 단백질 신호 조절자 2(LGN)를 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	GPSM2 토끼 pAb
비고/별칭	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
종	인간
GeneID (인간)	29899
GeneID	29899
면역원	인간 GPSM2(NP_037428.3)의 아미노산 380-490번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P81274
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩