

Wb, Elisa용 Anti-Gpt 토끼 다클로날 항체 - P24298

품목 번호: CM0024822

소개

사람 알라닌 아미노전이효소 1(GPT/ALT1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐 GPT와 교차 반응성을 나타냅니다. 간 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | GPT Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭                    | ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT                                    |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                           |
| GeneID (사람)              | 2875                                                                |
| GeneID                   | 2875                                                                |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 사람 GPT (NP_005300.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                          |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                      |
| 어플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                       |
| SWISS                    | P24298                                                              |
| 단백질 분자량                  | 55kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                                |