


Wb용 Anti-Gpt2 마우스 단클론 항체 - Q8Td30

품목 번호: CM0007258



소개

인간 Alanine aminotransferase 2 (GPT2/ALT2)에 대한 마우스 단클론 항체로, 재조합 단백질(아미노산 358-456)을 면역원으로 생성되었습니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPT2 마우스 mAb
비고/별칭	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
종	인간
유전자ID (인간)	84706
유전자ID	84706
면역원	재조합 단백질 인간 GPT2 (Q8TD30)의 아미노산 358 - 456 범위 내 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TD30
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩