


Wb, Elisa용 Anti-Gpt2 폴리클로날 항체 - Q8Td30

품목 번호: CM0021895



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-GPT2 폴리클로날 항체입니다. 신경계 장애와 관련된 주요 대사 효소인 인간 GPT2(알라닌 아미노전이효소 2)와 특이적으로 반응합니다. 아미노산 대사 연구 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPT2 Rabbit pAb
비고/별칭	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
종	인간
GeneID (Human)	84706
GeneID	84706
면역원	재조합 단백질: 인간 GPT2의 아미노산 310-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_597700.1).
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TD30
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백