

Wb, Elisa용 Anti-Gpvi/Gp6 토끼 다클로날 항체 - P0C191

품목 번호: CM0023914

소개

콜라겐에 대한 혈소판 당단백질 수용체인 마우스 GPVI/GP6를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈소판 활성화 및 혈전증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPVI/GP6 Rabbit pAb
비고/별칭	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID	243816
면역원(Immunogen)	마우스 GPVI/GP6 (NP_001156486.1)의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (사람)
SWISS	P0C191
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스팩