


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gpx1 단클론 항체 - P07203

품목 번호: CM0006372



소개

인간 GPX1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 산화환원 항상성 및 과산화수소 환원 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPX1 토끼 mAb
비고/별칭	GPXD; GSHPX1; GPX1
종	인간
GeneID (인간)	2876
GeneID	2876
면역원	인간 GPX1 (NP_000572.2)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07203
단백질 분자량	22kDa
운송 방식	아이스 팩