


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gpx1 폴리클로날 항체 - P07203

품목 번호: CM0014697



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 GPX1에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GPX1을 인식합니다. 산화 환원 항상성 및 지질 과산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPX1 Rabbit pAb
비고/별칭	GPXD, GSHPX1, GPX1
종	인간
GeneID	2876
면역원	인간 GPX1 (NP_000572.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P07203
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스백