


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gpx2 토끼 다클로날 항체 - P18283

품목 번호: CM0014193



소개

GPX2 토끼 pAb는 WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 쥐, 랫트 GPX2 (P18283)를 검출합니다. 재조합 면역원으로, 레독스 및 위장관(GI) 연구 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 간 및 위장관 조직에서 글루타티온 퍼옥시다제 2의 기능을 연구하도록 최적화된 이 다클로날 항체는 다양한 분석 형식에서 신뢰할 수 있는 검출을 보장합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GPX2 토끼 pAb
비고/별칭	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2877
GeneID	2877
면역원(Immunogen)	인간 GPX2 (NP_002074.2)의 아미노산 100-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18283
단백질 분자량(Protein Weight)	22kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)