

## Anti-Gpx3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P22352

품목 번호: CM0018475



### 소개

Human GPX3 rabbit polyclonal antibody (GPx-P) for Western blot (WB) and ELISA. Cross-reacts with mouse and rat. Targets extracellular glutathione peroxidase, an antioxidant enzyme protecting cells from oxidative damage.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 제품명            | GPX3 Rabbit pAb                                     |
| 비고/별칭          | GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3                       |
| 종              | 인간                                                  |
| GeneID (Human) | 2878                                                |
| GeneID         | 2878                                                |
| 면역원            | 인간 GPX3 (NP_002075.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천             | 토끼                                                  |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                            |
| 응용             | WB, ELISA                                           |
| 교차 반응성         | 마우스, 래트                                             |
| SWISS          | P22352                                              |
| 단백질 분자량        | 26kDa                                               |
| 배송             | 아이스백                                                |