


Wb용 Anti-Gpx4 단일클론 항체 - P36969

품목 번호: CM0002193



소개

녹아웃 검증된 토끼 단일클론 항체로 GPX4 단백질을 발현을 검증하세요. 인간, 마우스, 랫 샘플에 걸쳐 WB, IF-P, ELISA 애플리케이션에 적합합니다.

페로프토시스(철 의존적 세포사멸) 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] GPX4 Rabbit mAb
비고/별칭	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD 검증됨] GPX4
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	2879
유전자 ID	2879
면역원	합성 펩타이드 인간 GPX4 (P36969)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	P36969
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백