


Anti-Gpx4 Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

품목 번호: CM0010583



소개

WB, IHC, IF 및 ELISA에 대해 검증된 인간 GPX4에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 항산화제 및 페로프토시스 조절 인자를 검출하며, 인간, 마우스 및 랫트 샘플 간의 교차 반응성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] GPX4 Rabbit mAb
비고/별칭	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2879
항원(Immunogen)	인간 GPX4 (NP_002076.2)의 아미노산 74-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P36969
단백질 크기(Protein Weight)	20 kDa/22 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)