


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Gpx4 토끼 다클론 항체 - P36969

품목 번호: CM0013042



소개

GPX4 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 페로토티스와 산화적 손상으로부터 세포를 보호하는 필수 인지질 과산화효소인 인간, 생쥐, 쥐 GPX4와 반응합니다. 산화환원 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPX4 토끼 pAb
비고/별칭	MCSP; SMDs; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
종	인간
GeneID (인간)	2879
GeneID	2879
면역원	GPX4 (NP_002076.2)의 아미노산 30-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P36969
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스 팩