

Wb, Elisa용 항Gpx5 다클론 항체 - O75715

품목 번호: CM0017675



소개

인간 GPX5에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 정자 성숙 및 생식 능력에서 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPX5 토끼 pAb
비고/별칭	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
종	인간
유전자ID (인간)	2880
유전자ID	2880
면역원	인간 GPX5 (NP_003987.2)의 아미노산 1-100번 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O75715
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백