


Wb, Elisa용 항-Gpx7 토끼 다클론 항체 - Q96SL4

품목 번호: CM0025979



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-GPX7 토끼 다클론 항체입니다. 레독스 항상성과 산화적 단백질 접힘에 관여하는 ER 싸이올 퍼옥시다아제인 인간, 마우스 및 래트 GPX7을 검출합니다. 산화적 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPX7 토끼 pAb
비고/별칭	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
종	인간
GeneID (인간)	2882
GeneID	2882
면역원	재조합 단백질: 인간 GPX7 (NP_056511.2)의 아미노산 20-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96SL4
단백질 분자량	21kDa
배송 방법	아이스 팩