


Wb 및 Elisa용 Anti-Gpx8 토끼 다클론 항체 - Q8Ted1

품목 번호: CM0022315



소개

WB 및 ELISA용 Anti-GPX8 토끼 다클론 항체입니다. 산화환원 항상성과 이황화 결합 형성에 중요한 ER 티올 퍼옥시다제인 인간, 마우스 및 랫드 GPX8을 인식합니다. 산화 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPX8 토끼 pAb
비고/별칭	GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
종	인간
유전자 ID (인간)	493869
면역원	인간 GPX8의 아미노산 41-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001008398.2)
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TED1
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩