

Wb, Elisa용 Anti-Granulin 토끼 단일클론 항체 - P28799

품목 번호: CM0006381



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 anti-Granulin (PGRN/GP88) 항체로, 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 리소좀 기능 및 염증 경로를 표적하며, 암 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Granulin Rabbit mAb
비고/별칭	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2896
GeneID	2896
면역원	사람 Granulin (NP_002078.1)의 아미노산 494-593 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P28799
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)