

Wb, Elisa용 항-Granzyme B 폴리클로날 항체 - P04187

품목 번호: CM0028626

소개

마우스 Granzyme B(P04187)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다.

Granzyme B는 세포독성 T 세포 및 NK 세포 매개 세포 사멸(apoptosis)과 파이로토시스(pyroptosis)의 핵심 세린 프로테아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Granzyme B Rabbit pAb
비고/별칭	GZB; CCPI; CtlA1; CtlA-1; CCP-1/C11
종	마우스
GeneID (인체)	3002
GeneID	14939
면역원	합성 펩타이드 마우스 Granzyme B(NP_038570.1)의 141-240 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04187
단백질 무게	27 kDa
배송	아이스팩