

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Granzyme B 폴리클로날 항체 - P10144

품목 번호: CM0023771



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 Granzyme B 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 Granzyme B(~28kDa)를 검출합니다. 세포자멸사, 파이로프토시스 및 면역 세포독성 연구에 이상적입니다. 합성 펩타이드 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Granzyme B Rabbit pAb
비고/별칭	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSGLI; Granzyme B
종	Human
유전자 ID (인간)	3002
유전자 ID	3002
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P10144
단백질 분자량	28kDa
배송	Ice bag