

Wb 및 Elisa용 Anti-Grap 토끼 다클론 항체 - Q13588

품목 번호: CM0014804

소개

사람 GRAP(GRB2 관련 어댑터 단백질)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Ras 신호 전달, 내이 생물학 및 난청 연구에 신뢰성 있는 도구를 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GRAP 토끼 pAb
비고/별칭	DFNB114; GRAP
종	사람
GeneID (사람)	10750
GeneID	10750
면역원	사람 GRAP(NP_006604.1)의 아미노산 128-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q13588
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩