

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Grasp65 폴리클로날 항체 - Q9Bqq3

품목 번호: CM0029243



소개

인간 GRASP65 (GORASP1, GOLPH5)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 골지 리본 형성, 유사분열 및 소포 도킹에 관여하는 46 kDa 골지 적응 단백질을 검출합니다. 세포자멸사 및 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRASP65 Rabbit pAb
비고/별칭	P65; GOLPH5; GRASP65
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	64689
유전자 ID	64689
면역원	인간 GRASP65 (NP_114105.1)의 아미노산 221-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9BQQ3
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩