


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Grb2 폴리클로날 항체 - P62993

품목 번호: CM0025884



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-GRB2 폴리클로날 항체입니다. 신호 전달 경로의 주요 어댑터인 인간 및 마우스 GRB2를 검출합니다. 세포 신호 전달, 면역 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRB2 Rabbit pAb
비고/별칭	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
종	Human
GeneID (Human)	2885
GeneID	2885
면역원	인간 GRB2 (NP_002077.1)의 아미노산 1-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P62993
단백질 분자량	25kDa
배송	Ice bag