

Wb 및 Elisa용 Anti-Grhl2 폴리클론항체 - Q6Isb3

품목 번호: CM0018029



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-GRHL2 폴리클론항체; 인간 및 쥐와 반응합니다. 상피 발달, 신경관 형성, 그리고 틈새연접 조절에 중요한 전사인자 GRHL2 (71 kDa)를 표적합니다. 발생학 및 상피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRHL2 토끼 pAb
비고/별칭	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCEP2L3, GRHL2
종	인간
GeneID (인간)	79977
GeneID	79977
면역원	재조합 단백질인간 GRHL2 (NP_079191.2)의 아미노산 80-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q6ISB3
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백