

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Grhpr 폴리클로날 항체 - Q9Ubq7

품목 번호: CM0024000



소개

GRHPR를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 글리옥실산 대사 및 하이드록시피루브산 환원효소 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRHPR Rabbit pAb
비고/별칭	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
종	인간
GeneID (인간)	9380
GeneID	9380
면역원	인간 GRHPR의 아미노산 100-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_036335.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBQ7
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백