

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gria3 다클론 항체 - P42263

품목 번호: CM0016209

소개

GRIA3 토끼 pAb는 인간 GRIA3을 대상으로 토끼에서 생산된 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 흥분성 시냅스 전달에 관여하는 101 kDa AMPA 선택성 글루타메이트 수용체인 인간, 마우스, 래트 GRIA3을 검출합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	GRIA3 토끼 pAb
비고/별칭	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
종	인간
유전자ID	2892
면역원	인간 GRIA3 (NP_000819.3)의 아미노산 200-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42263
단백질 분자량	101kDa
배송 방식	아이스 팩