


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Grid1 폴리클로날 항체 - Q9Ulk0

품목 번호: CM0026807



소개

사람 GRID1 (GluD1)을 타겟으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 시냅스 조직화 및 가소성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GRID1 Rabbit pAb
비고/별칭	GluD1; GluD1-b; GRID1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2894
GeneID	2894
항원	사람 GRID1 (NP_060021.1)의 아미노산 880-1009에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐 (Mouse, Rat)
SWISS	Q9ULK0
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)