

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-Grik2 다클론 항체 - Q13002

품목 번호: CM0023503



소개

인간 GRIK2(이온성 글루타메이트 수용체, 카이네이트 2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 글루타메이트 신호 전달 및 시냅스 전달에 대한 신경과학 연구에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRIK2 토끼 pAb
비고/별칭	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
종	인간
유전자ID (인간)	2898
유전자ID	2898
면역원	인간 GRIK2 (NP_068775.1)의 아미노산 30-300 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13002
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백