

Wb, Elisa용 Anti-Grik4 폴리클로날 항체 - Q16099

품목 번호: CM0018236

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 GRIK4 토끼 폴리클로날 항체; 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 카인산 수용체 서브유닛 GRIK4 (KA1)를 표적으로 하며, 글루타메이트 신호 전달에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRIK4 Rabbit pAb
비고/별칭	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
종(Species)	Human
GeneID (인간)	2900
GeneID	2900
면역원(Immunogen)	인간 GRIK4 (NP_055434.2)의 아미노산 21-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16099
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)