


Anti-Grin2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

품목 번호: CM0030460



소개

GRIN2B (NMDAR2B)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 반응. 신경과학 연구 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRIN2B Rabbit pAb
비고/별칭	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
종	인간
유전자 ID (인간)	2904
유전자 ID	2904
면역원	인간 GRIN2B (NP_000825.2)의 아미노산 1185-1484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13224
단백질 분자량	166kDa
배송	아이스백