


Anti-Grin2D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15399

품목 번호: CM0018245



소개

GRIN2D 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. NMDA 수용체 기능 및 시냅스 가소성에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	GRIN2D Rabbit pAb
비고/별칭	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
종	인간
GeneID (인간)	2906
GeneID	2906
면역원	인간 GRIN2D (NP_000827.2)의 아미노산 330-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15399
단백질 분자량	144kDa
배송	아이스백