

Wb, Elisa용 Anti-Grina 폴리클로날 항체 - Q7Z429

품목 번호: CM0022993

소개

인간 GRINA (단백질 라이프가드 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 GRINA를 검출합니다. 세포자멸(apoptosis) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRINA Rabbit pAb
비고/별칭	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2907
GeneID	2907
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 GRINA (NP_000828.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7Z429
단백질 분자량(Protein Weight)	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)