

Wb, Elisa용 항-Grip1 다클론 항체 - Q9Y3R0

품목 번호: CM0029309



소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 항-GRIP1 다클론 항체로, 인간과 마우스에서 교차반응성을 보입니다. 글루탐산 수용체 골격 형성 및 신경 신호 복합체 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRIP1 토끼 pAb
비고/별칭	GRIP; FRASRS3; GRIP1
종	인간
GeneID (인간)	23426
GeneID	23426
면역원	인간 GRIP1 (NP_001171545.1)의 아미노산 1-250번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y3R0
단백질 분자량	122kDa
배송 방법	아이스팩