


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Grk1 다클론 항체 - Q15835

품목 번호: CM0026106



소개

인간 GRK1(로돕신 키나아제)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 광변환 및 망막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRK1 토끼 pAb
비고/별칭	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
종	인간
GeneID (인간)	6011
GeneID	6011
면역원	인간 GRK1 (NP_002920.1)의 아미노산 1-160번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15835
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩